

Haut-Analyse und Beratung in Kosmetikstudio & Praxis

Feuchtigkeit, Fett, Melanin/Erythem

Skin Diagnostic SD 202

- Basisausstattung mit Messung von Hautfeuchtigkeit, Fett und Melanin/Erythem
- Weitere Sonden (pH, TEWL-Index) können auf spezielle Anfrage an das Gerät angeschlossen werden
- Ergebnisanzeige auf dem Display
- Hauttyp und Laser Risiko Analyse am Computer mit Spezialsoftware Dermacheck 3000 optional erhältlich

Das SD 202 ist leicht, tragbar, batteriebetrieben, flexibel und einfach zu handhaben. Es kann sowohl an der Verkaufstheke, in einem Schönheits- oder Friseursalon als auch beim Dermatologen und in Apotheken das Interesse der Kunden wecken und den Verkauf von kosmetischen Produkten und Behandlungen steigern.

Bitte erfragen Sie unser spezielles Transportzubehör!



Technische Daten:
Spannungsversorgung: Batterie (9 V), Maße: 15 x 14 x 4,5 cm;
Gewicht: 0,5 kg; Messprinzipien: Feuchtigkeit: kapazitiv (Skala 0-99), Sebum: photometrisch (Skala 0-99), pH: Glasselektrode (pH mit einer Dezimalstelle), Melanin/Erythem: Absorption/Reflektion (Skala 0-99), TEWL-Index: Offene Kammer Wasserfluss Messung (Skala 0-20)
Technische Änderungen vorbehalten.